

Dental Stick

Interdental plaque cleanser and gum stimulator

**Bâtonnet pour le nettoyage de la plaque interdentaire
et le massage gingival**

Interdental Plaque-Reiniger und Zahnfleisch-Stimulator

Palillo para la limpieza de la placa interdental y el masaje gingival

Directions for use:

1. Moisten the stick in your mouth
2. Insert between teeth with flat side next to the gum
3. Use gentle in and out motion

Mode d'emploi:

1. Humecter le bâtonnet avec la salive
2. L'insérer dans l'interstice interdentaire, côté plat contre la gencive
3. Effectuer un léger mouvement de va-et-vient

Gebrauchsanweisung:

1. Befeuchten Sie den Dental Stick in Ihrem Mund
2. Mit der flachen Seite richtung Zahnfleisch zwischen die Zähne einführen
3. Sanft hin und her bewegen

Instrucciones:

1. Humedecer el palillo en la boca
2. Insertar entre los dientes con el extremo angosto hacia la encía
3. Hacer un ligero movimiento de ida y vuelta

Pack of 12 boxes of 5 envelopes

REF 65920

Emballage de 12 boîtes de 5 enveloppes

12 Schachteln mit jeweils 5 Umschlägen

Envase de 12 cajas de 5 sobres

Made in Switzerland

www.pdsa.ch



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland



© PD 130701