

# Gutta-percha points

## Hand-Rolled Endodontic Points

Used to fill a prepared root canal prior to tooth restoration.

### Composition

Gutta Percha, zinc oxide, barium sulfate, coloring agent.

### Application

- Check the product if it is damaged, presence of impurities, and shape is suitable for use.
- Check if the product is within the expiration date.
- After treating the root canal of the damaged tooth, use the proper size gutta percha to fill.
- This product is disposable and discarded after use.

### Intended Purpose

- Intended Use: Used to fill a prepared root canal prior to tooth restoration.
- Indication: Used to fill a prepared root canal prior to tooth restoration.
- Contraindication: Do not use for patient who is allergic to this product.
- Patient Population: All age group.
- Intended user: Dentist.
- Side Effects/Adverse Effects: There are no side effects or adverse effects reported.
- Potential risk if re-used: Re-use of used Gutta percha point may cause inflammation.
- Can be used with sealer or cement and it shall be used under the control of the dentist according to the clinical indication.
- Single use Device.

### Precaution

- Do not use other than dental specialist.
- Do not use if the product is expired.
- Before use, check for infection inside the root canal.
- Do not use for patient who is allergic to this product.

### Storage

Store at room temperature away from direct sunlight.

### Disposal

Dispose of contents/container according to the related regulations of the country.

### Shelf Life

4 years from the date of manufacture.

### Radiopaque

Equivalent to 6mm aluminium stepwedge.

### Packaging description

#### Drawer box of 120 pcs

N° 10 – 2%  
N° 15 – 2%  
N° 20 – 2%  
N° 25 – 2%  
N° 30 – 2%  
N° 35 – 2%  
N° 40 – 2%  
N° 15-40 – 2%  
N° 45 – 2%  
N° 50 – 2%  
N° 55 – 2%  
N° 60 – 2%  
N° 70 – 2%  
N° 80 – 2%  
N° 45-80 – 2%  
N° 90-140 – 2%

#### Drawer box of 60 pcs

N° 15 – 4%  
N° 20 – 4%  
N° 25 – 4%  
N° 30 – 4%  
N° 35 – 4%  
N° 40 – 4%  
N° 45 – 4%  
N° 20-45 – 4%  
N° 50 – 4%  
N° 60 – 4%  
N° 20 – 6%  
N° 30 – 6%  
N° 35 – 6%  
N° 40 – 6%  
N° 45 – 6%  
N° 20-45 – 6%

#### Drawer box of 100 pcs

Conventional – XXF  
Conventional – XF  
Conventional – F  
Conventional – M  
Conventional – L  
Conventional – XL  
Conventional – XXF-XL

#### REF

24001  
24002  
24003  
24004  
24005  
24006  
24007  
24008  
24009  
24010  
24011  
24012  
24013  
24014  
24015  
24022  
24024  
24025  
24026  
24027  
24028  
24029  
24030  
24031  
24032  
24034  
24040  
24042  
24043  
24044  
24045  
24046  
24053  
24054  
24055  
24056  
24057  
24058  
24059

# Pointes de Gutta-percha

## Pointes endodontiques roulées à la main

Utilisé pour le comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.

### Composition

Gutta Percha, oxyde de zinc, aulfate de baryum, agent colorant .

### Application

- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé, qu'il ne contient pas d'impuretés et que sa forme est adaptée à son utilisation.
- Vérifiez si la date de péremption du produit est respectée.
- Après avoir traité le canal radiculaire de la dent abîmée, utilisez de la gutta percha de taille appropriée pour l'obturer.
- Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation.

### Utilisation prescrite

- Utilisation prescrite : comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.
- Indication: comblement d'un canal radiculaire préparé avant la restauration d'une dent.
- Contre-indications: ne pas utiliser sur les patients allergiques à ce produit.
- Type de patient: tous les groupes d'âge.
- Utilisateur prévu: dentiste.
- Effets secondaires/effets indésirables: aucun effet secondaire ou effet indésirable n'a été signalé.
- Risque potentiel en cas de réutilisation: la réutilisation d'une pointe de Gutta percha déjà utilisée peut provoquer une inflammation.
- Peut-être utilisé avec un scellant ou un ciment et doit être utilisé sous le contrôle d'un dentiste conformément à l'indication clinique.
- Dispositif à usage unique.

### Précaution

- Ne pas utiliser en dehors des soins dentaires spécialisés.
- Ne pas utiliser si le produit est périmé.
- Avant utilisation, vérifier l'absence d'infection à l'intérieur du canal radiculaire.
- Ne pas utiliser sur les patients allergiques à ce produit.

### Stockage

Conservé à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

### Élimination des déchets

Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation en vigueur.

### La durée de conservation

4 ans à compter de la date de fabrication.

### Radio-opaque

Equivalent to an Step Wedge in aluminium of 6 mm.

### Conditionnement – Description

#### Boîte tiroir de 120 pcs

N° 10 – 2%  
N° 15 – 2%  
N° 20 – 2%  
N° 25 – 2%  
N° 30 – 2%  
N° 35 – 2%  
N° 40 – 2%  
N° 15-40 – 2%  
N° 45 – 2%  
N° 50 – 2%  
N° 55 – 2%  
N° 60 – 2%  
N° 70 – 2%  
N° 80 – 2%  
N° 45-80 – 2%  
N° 90-140 – 2%

#### Boîte tiroir de 60 pcs

N° 15 – 4%  
N° 20 – 4%  
N° 25 – 4%  
N° 30 – 4%  
N° 35 – 4%  
N° 40 – 4%  
N° 45 – 4%  
N° 20-45 – 4%  
N° 50 – 4%  
N° 60 – 4%  
N° 20 – 6%  
N° 30 – 6%  
N° 35 – 6%  
N° 40 – 6%  
N° 45 – 6%  
N° 20-45 – 6%

#### REF

24001  
24002  
24003  
24004  
24005  
24006  
24007  
24008  
24009  
24010  
24011  
24012  
24013  
24014  
24015  
24022  
24024  
24025  
24026  
24027  
24028  
24029  
24030  
24031  
24032  
24034  
24040  
24042  
24043  
24044  
24045  
24046

For dental professional use. Made in Switzerland

In case that any serious incident that has occurred in relation to the device, please report to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

**Boîte tiroir de 100 pcs**  
 Type conventionnel – XXF  
 Type conventionnel – XF  
 Type conventionnel – F  
 Type conventionnel – M  
 Type conventionnel – L  
 Type conventionnel – XL  
 Conventional – XXF-XL

**[REF]**  
**24053**  
**24054**  
**24055**  
**24056**  
**24057**  
**24058**  
**24059**

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.

En cas d'incident grave survenu en rapport avec le dispositif, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

**Scatola da 60 pezzi**  
 N° 50 – 4%  
 N° 60 – 4%  
 N° 20 – 6%  
 N° 30 – 6%  
 N° 35 – 6%  
 N° 40 – 6%  
 N° 45 – 6%  
 N° 20-45 – 6%

**[REF]**  
**24032**  
**24034**  
**24040**  
**24042**  
**24043**  
**24044**  
**24045**  
**24046**

**Scatola da 100 pezzi**

Convenzionali – XXF  
 Convenzionali – XF  
 Convenzionali – F  
 Convenzionali – M  
 Convenzionali – L  
 Convenzionali – XL  
 Convenzionali – XXF-XL

**24053**  
**24054**  
**24055**  
**24056**  
**24057**  
**24058**  
**24059**

Per uso dentale professionale. Fabricated in Switzerland.

In caso di gravi incidenti relativi al dispositivo, inviare una segnalazione al produttore e alle autorità competenti nello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente si trovano.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**IT**

**Punte di guttaperca**

**Punti endodontiche arrotolate a mano**

Utilizzati per riempire otturazioni prima della ricostruzione del dente.

**Composizione**

Gutta Percha, ossido di zinco, solfato di bario, agenti coloranti.

**Utilizzo**

- Controllare l'integrità del prodotto, l'eventuale presenza di impurità e idoneità della forma per l'uso.
- Controllare la data di scadenza del prodotto.
- Dopo il trattamento dell'otturazione del dente danneggiato, utilizzare una gutta percha di dimensioni adeguate al riempimento.
- Questo prodotto può essere gettato dopo l'uso.

**Destinazione**

- Uso di destinazione: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
- Istruzioni: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
- Controindicazioni: non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.
- Tipologia pazienti: tutte l'età.
- Utilizzatore previsto: dentista.
- Effetti collaterali/Effetti avversi: non ci sono effetti collaterali o effetti avversi segnalati.
- Potenziale rischio se riutilizzato: il riutilizzo di un Gutta Percha point già usato potrebbe causare infiammazione.
- Può essere utilizzato con un sigillante o cemento. Utilizzare sotto il controllo del dentista, secondo le indicazioni cliniche.
- Dispositivo monouso.

**Precauzioni**

- Utilizzare solo da professionisti dentali.
- Non utilizzare se il prodotto è scaduto.
- Prima dell'uso, assicurarsi che non siano presenti infezioni all'interno dell'otturazione.
- Non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.

**Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di luce diretta.

**Smaltimento**

Gettare il contenuto/la scatola secondo i regolamenti del proprio paese.

**Durata**

4 anni dalla data di produzione.

**Radiopaco**

Equivalente a uno spessore di 6 mm di alluminio.

**Descrizione dell'imballaggio**

**Scatola da 120 pezzi**

N° 10 – 2%  
 N° 15 – 2%  
 N° 20 – 2%  
 N° 25 – 2%  
 N° 30 – 2%  
 N° 35 – 2%  
 N° 40 – 2%  
 N° 15-40 – 2%  
 N° 45 – 2%  
 N° 50 – 2%  
 N° 55 – 2%  
 N° 60 – 2%  
 N° 70 – 2%  
 N° 80 – 2%  
 N° 45-80 – 2%  
 N° 90-140 – 2%

**[REF]**  
**24001**  
**24002**  
**24003**  
**24004**  
**24005**  
**24006**  
**24007**  
**24008**  
**24009**  
**24010**  
**24011**  
**24012**  
**24013**  
**24014**  
**24015**  
**24022**

**Scatola da 60 pezzi**

N° 15 – 4%  
 N° 20 – 4%  
 N° 25 – 4%  
 N° 30 – 4%  
 N° 35 – 4%  
 N° 40 – 4%  
 N° 45 – 4%  
 N° 20-45 – 4%

**[REF]**  
**24024**  
**24025**  
**24026**  
**24027**  
**24028**  
**24029**  
**24030**  
**24031**

Revision No.0, 2021.09.01

PD 220711









**[EC REP]** OBELIS SA Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

**[CH REP]** OBELIS GmbH Ruesenstrasse 12, 6340 Baar/ZG, Switzerland

**SURE DENT CORPORATION**

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Tel: +82-31-737-4720 – Fax: +82-31-737-4724 – www.suredent.com

**[PD]** **Produits Dentaires SA**  0197  
 Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey Switzerland . pd-dental.com

	<b>EN</b> Symbols	<b>FR</b> Symboles	<b>IT</b> Simboli
	Manufacturer	Fabricant	Produttore
<b>[REF]</b>	Catalogue number	Référence catalogue	Numero di catalogo
<b>[LOT]</b>	Batch number	Numéro de lot	Codice di lotto
	Use by date	Date limite d'utilisation	Utilizzare entro la data indicata
	Consult instructions for use	Consulter les instructions d'utilisation	Consultare le istruzioni per l'uso
	Keep away from sunlight	Conserver à l'abri de la lumière du soleil	Conservare al riparo dalla luce solare
	Do not re-use	Ne pas réutiliser	Non riutilizzare
	Non sterile	Non-stérile	Non sterile
<b>[MD]</b>	Medical device	Dispositif médical	Dispositivo medico
<b>[UDI]</b>	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Identificativo unico del dispositivo
	CE marking of conformity	Marquage de conformité CE	Marchio di conformità CE
<b>[EC REP]</b>	European Authorised Representative	Représentant autorisé dans l'Union européenne	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
<b>[CH REP]</b>	Swiss authorised representative	Mandataire suisse	Mandatario svizzero
	Distributeur	Distributeur	Distributore