



Vaseline or similar products may be used for smooth working and to facilitate the motion of the screw parts. Matrix bands are single use devices. Do not reuse.

Contraindication
None known.

Self-life
The matrix retainer can be used as long as it is functional (without sign of degradation).

Disposal
Dispose the product as per local regulations.

Packaging description
Matrix Retainers Junior
Matrix Retainers Junior + 12 Matrix Bands Assortment
Matrix Retainers Senior
Matrix Retainers Senior + 12 Matrix Bands Assortment
Matrix Retainers Universal
Matrix Retainers Universal + 12 Matrix Bands Assortment
For dental professional use. Made in Switzerland.

MODE D'EMPLOI

Tofflemire Matrix Retainers

Indication

Le porte-matrices Tofflemire maintiennent en place la bande matrice Tofflemire appropriée. L'ensemble du système permet de réaliser une restauration avec des contours proximaux et des zones de contact anatomiques, par la création d'une surface interproximale temporaire.

Propriétés

Le porte-matrices Tofflemire peut être utilisé via voie linguale et buccale. Il possède un manche antirérapant et des surfaces polies.

Le porte-matrices Tofflemire existe en 3 modèles : Junior, Senior ou Universal. Il est à utiliser conjointement avec des bandes matrices Tofflemire.

Mode d'emploi

0. Nettoyer et désinfecter le porte-matrices avant la première utilisation (voir le protocole ci-après).

1. Afin de fixer la bande matrice, placer un coin dans l'embrasure gingivale pour vérifier le contact entre la surface occlusale du coin et la marge caovo-gingivale. Les deux aident à compacter la bande matrice contre les dents. Cela aide également à créer une légère séparation entre les dents, compensant ainsi l'épaisseur de la bande matricielle et contribuant à créer un contact étanche entre la restauration et la dent et adjacente.

2. Choisir la bande matrice appropriée. Si nécessaire, la bande de matrice peut être pollée ou façonnée.

3. Placer la bande matrice dans le porte-matrices comme suit :

a) Tourner la grande molette pour déplacer le plot vers le bas du dispositif.

b) Tourner la petite molette pour desserrer la vis de serrage (la vis de serrage doit se désengager du plot).

c) Plier la bande pour former une boucle. Noter que lorsque la bande est pliée, un bord a une circonférence plus petite que l'autre, ce qui permet de tenir compte de la différence de circonférence des dents au niveau du contact et de la gencive. Il existe 2 règles principales pour le placement correct du système de matrice sur la dent :

- La partie ouverte de l'avant du porte-matrice doit toujours être orientée vers la gencive.

- La plus petite circonférence de la bande doit toujours être orientée vers la gencive.

d) Placer les deux extrémités de la bande dans le fente du plot coulissant en respectant les règles mentionnées précédemment.

e) Tourner la petite molette dans le sens des aiguilles d'une montre, cela permet d'introduire la vis dans le porte-matrice tout en laissant la bande intacte.

f) Ajuster la bande matrice sur la dent. En fonction de la dent à traiter, déplacer la bande matrice d'un côté ou de l'autre. Si nécessaire, la bande matrice peut être ajustée, de préférence sur la partie gingivale.

g) Plier la bande pour la faire adhérer à la dent et enrouler la bande matrice autour de la dent.

h) Effectuer le traitement de restauration.

8. Une fois le traitement terminé, retirer le porte-matrices, en déplaçant la petite molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer la bande du porte-matrices. Retirez ensuite la bande. Retirez délicatement la bande de chaque point de contact.

9. Nettoyer et désinfecter le porte-matrice comme décrit ci-après.

Nettoyage et désinfection

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire, le porte-matrices doit être nettoyé et désinfecté avant chaque utilisation pour éviter toute contamination.

Recommandations générales
Utiliser uniquement une solution désinfectante dont l'efficacité est reconnue (homologation VAD/DGHM, marquage CE, homologation FDA) et conformément aux instructions du fabricant de la solution désinfectante. Il est recommandé d'utiliser des produits de désinfection et de nettoyage anticorrosifs (comme : Alconox™ Liquinox™ Critical Cleaning Liquid Detergent).

Pour votre sécurité, porter un équipement de protection individuelle (gants, lunettes). Utilisez un appareil de protection de la tête pour la phase de rinçage et pour chaque utilisation ultérieure ainsi que pour l'utilisation d'instruments endommagés ou sales, le cas échéant après désinfection.

Limits et restrictions concernant le retraitement

Le porte-matrices peut être utilisé aussi longtemps qu'il est fonctionnel (sans signe de détérioration).

La présence de défauts tels que fissures, déformations (Instrument plié ou tordu), corrosion, disparition du matrice, sont le signe que l'instrument n'est plus en mesure d'assurer son rôle de sécurité requis la raison pour laquelle il a été conçu. La qualité de l'eau doit être conforme aux réglementations locales, en particulier pour la dernière étape de rinçage ou avec un laveur-désinfecteur. Ne pas utiliser de solutions acides (pH<6) ou alcalines (pH>8).

Vorsichtsmaßnahmen

Bedienen Sie die Gerät nie gewaltsam. Die Blockierung des Geräts kann auf das Vorhandensein eines Fremdkörpers zurückzuführen sein. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie ihn, bevor Sie fortfahren.

Vaseline oder ähnliche Produkte können verwendet werden, um ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen und die Bedienung der Schraubenthetle zu erleichtern.

Mattenretter und Einwegprodukte. Nicht wiederverwenden.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Haltbarkeitsdauer

Der Matrizenretter kann so lange verwendet werden, wie er funktionsfähig ist (ohne Anzeichen von Rost oder Korrosion).

Reprocessing protocol

The Tofflemire matrix retainer secures the appropriate Tofflemire matrix band in place. The whole matrix system enables to perform restoration with anatomical proximal contours and contact areas, by creating a temporary interproximal surface.

Properties

The Tofflemire matrix retainer can be used lingually and buccally. It has a non-slip grip handle and polished surfaces.

The Tofflemire matrix retainer exists in 3 variants: Junior, Senior and Universal.

Direction for Use

Q. How to use the matrix retainer before first use (see protocol below).

1. Prior to placing the matrix band, place a wedge in the gingival embrasure to check the bond between the occlusal surface of the wedge and the gingival caovo-surface margin. Wedges help to compress the matrix band against the tooth structure to create a tighter seal, preventing gingival overhang. It also provides slight separation between the wedge and the gingival band to help to create a tight seal around the adjacent tooth.

2. Choose appropriate matrix band. If necessary, the matrix band can be burned or shaped.

3. Place the matrix band into the matrix retainer as follows:

a) Turn the long knob to move the locking screw down the head of the retainer.

b) Turn the short knob to loosen the retaining screw (the retaining screw should disengage from the sliding slot).

c) Fold the band to form a loop. Note that when the band is folded, one edge has a smaller circumference than the other, this design accommodates the difference in tooth circumferences at the contact and gingival levels. There are 2 main rules for correct placement of the matrix system on the tooth:

- The open end of the retainer head must always be placed toward the gingiva, and

- The outer circumference of the band must always be placed toward the gingiva.

4. Place the matrix band into the matrix retainer as follows:

a) Turn the long knob to move the locking screw down the head of the retainer.

b) Turn the short knob to loosen the retaining screw (the retaining screw should disengage from the slot).

c) Fold the band to form a loop. Note that when the band is folded, one edge has a smaller circumference than the other, this design accommodates the difference in tooth circumferences at the contact and gingival levels. There are 2 main rules for correct placement of the matrix system on the tooth:

- The open end of the retainer head must always be placed toward the gingiva, and

- The outer circumference of the band must always be placed toward the gingiva.

5. Tighten the matrix band around the tooth by turning the long knob. Tighten the matrix as much as possible around the tooth. This allows for proper restorative material condensation and contour development. Place the wedge, once the band is tight in the gingival embrasure, loosen the matrix band slightly by turning the knob 1/4 of a turn.

6. Perform the restorative treatment.

7. Once the restorative treatment is completed, remove the retainer, by moving counter clockwise the small knob to free the band from the retainer. Then remove the band. Carefully remove band from each contact point.

8. Clean and disinfect the matrix retainer as described below.

Cleaning and Disinfection

For hygiene and safety purposes, the matrix retainer must be cleaned and disinfected before each use. Do not use to clean and disinfect.

General recommendations

Use only a disinfecting solution which is approved for its efficacy (VAH/DGHM-listing, CE marking, FDA approval) and in accordance with the instructions of the disinfecting solution manufacturer. It is recommended to use anticorrosion disinfecting and cleaning agents (like: Alconox™ Liquinox™ Critical Cleaning Liquid Detergent).

For your own safety, please wear protective equipment (gloves, glasses). The user is responsible for the correct use of the instrument for the first time and for further usage as well as for the usage of damaged or dirty instruments otherwise applicable after cleaning.

Limitations and restrictions on reprocessing

The matrix retainer can be used as long as it is functional (without sign of degradation). The appearance of defects such as cracks, deformations (bent, twisted), corrosion, loss of marking, are indications that the device is not able to fulfill the intended use with the required safety. The water quality has to comply with the local regulations especially for the last rinsing step or with a washer-disinfectant. Do not use acid (pH<6) or alkaline (pH>8) solutions.

Reprocessing protocol

1. Disassemble the device. Separate the two knobs from the head of the matrix retainer.

2. Soak all instruments in an alcohol-free detergent and disinfecting solution per the manufacturer's recommended instructions. The detergent should contain di- or triethanolamine as corrosion inhibitor (see general recommendation).

3. Do not use disinfecting solutions containing Phenol or any products which are not compatible with the instrument (see general recommendation).

4. If visible impurities are observed on instruments, brush the surface using a soft-bristled brush for maximum effect.

5. If a pre-desinfectant solution contains a corrosion inhibitor, it is recommended to rinse the instrument just before the cleaning.

6. Place the devices in a kit or container to avoid any contact between them.

7. Prepare a solution of alcohol-free detergent per the manufacturer's recommended instructions. The detergent should contain di- or triethanolamine as corrosion inhibitor (see general recommendation).

8. Completely submerge the devices in the cleaning solution and sonicate for a minimum of 5 minutes.

9. Allow the device to air dry on a non-woven paper with filtered compressed air.

10. Reassemble the device.

11. Rinse the device with a clean environment.

Precautions

Do not force the device at any time. The blocking of the device may be due to the presence of foreign object. If this is the case, remove it before proceeding.

GEBAUDEANWEISUNG

Tofflemire Matrix Retainers

Intended use

The Tofflemire matrix retainer secures the appropriate Tofflemire matrix band in place. The whole matrix system

enables to perform restoration with anatomical proximal contours and contact areas, by creating a temporary

interproximal surface.

Properties

The Tofflemire matrix retainer can be used lingually and buccally. It has a non-slip grip handle and polished

surfaces.

The Tofflemire matrix retainer exists in 3 variants: Junior, Senior and Universal.

Direction for Use

Q. How to use the matrix retainer before first use (see protocol below).

1. Prior to placing the matrix band, place a wedge in the gingival embrasure to check the bond between the

occlusal surface of the wedge and the gingival caovo-surface margin. Wedges help to compress the

matrix band against the tooth structure to create a tighter seal, preventing gingival overhang. It also pro-

vides slight separation between the wedge and the gingival band to help to create a tight seal around the

adjacent tooth.

2. Choose appropriate matrix band. If necessary, the matrix band can be burned or shaped.

3. Place the matrix band into the matrix retainer as follows:

a) Turn the long knob to move the locking screw down the head of the retainer.

b) Turn the short knob to loosen the retaining screw (the retaining screw should disengage from the slot).

c) Fold the band to form a loop. Note that when the band is folded, one edge has a smaller circumference than the other, this design accommodates the difference in tooth circumferences at the contact and gingival

levels. There are 2 main rules for correct placement of the matrix system on the tooth:

- The open end of the retainer head must always be placed toward the gingiva, and

- The outer circumference of the band must always be placed toward the gingiva.

4. Tighten the matrix band around the tooth by turning the long knob. Tighten the matrix as much as pos-

sible around the tooth. This allows for proper restorative material condensation and contour develop-

ment. Place the wedge, once the band is tight in the gingival embrasure, loosen the matrix band slightly by

turning the knob 1/4 of a turn.

5. Perform the restorative treatment.

6. Once the restorative treatment is completed, remove the retainer, by moving counter clockwise the small knob to free the band from the retainer. Then remove the band. Carefully remove band from each contact point.

7. Clean and disinfect the matrix retainer as described below.

Cleaning and Disinfection

For hygiene and safety purposes, the matrix retainer must be cleaned and disinfected before each use.

Do not use to clean and disinfect.

General recommendations

Use only a disinfecting solution which is approved for its efficacy (VAH/DGHM-listed, CE-marking, FDA approval)

and in accordance with the instructions of the disinfecting solution manufacturer. It is recommended to use

anticorrosion disinfecting and cleaning agents (like: Alconox™ Liquinox™ Critical Cleaning Liquid Detergent).

For your own safety, please wear protective equipment (gloves, glasses). The user is responsible

4. Monter matricebandet på tanden. Afhængigt af tanden flytter matricebandet til en af siderne. Om nødvendigt kan matricebandet børkeses, forhinder i pågivende.
5. Spænd matricebandet om tanden ved at dreje den lange knap. Spænd matricen så meget som muligt rundt om tanden. Dette muliggør korrekt kondensering af restaureringsmateriet samt konturudvikling. Pacer klen, når den sidder godt fast i den gingival embusar, løsn matricebandet lidt ved at dreje knappen en kvart omgang.

6. Optimer matricebandet. Optimering er færdig, ved at dreje den lille knap mod uret for at frigøre bandet fra spænderen. Fjern derefter bandet. Fjern forsigtigt bandet fra hvert kontaktpunkt.

7. Rengør og desinficer matricespænderen som beskrevet nedenfor.

Rengøring og desinfektion

Afhængigt til hygiejne og saniter sikkerhed skal maticespænderen rengøres og desinficeres før hver anvendelse for at forhindre kontamination.

Generelle anbefalinger

Anvend kun en desinfektionsoplösning, der er effektivitetsgodkendt (VAH/DGHM-listet, CE-mærket, FDA-godkendt) og i henhold til instruktionerne fra producenten af desinfektionsoplösningen. Det anbefales at anvende et desinfektionsmidlertidigt og renteholdende produkt, som ikke indeholder vand, da vandet kan ødelægge den tilsigede anwendung. Anvend personlige værktøj (handsker, brillen) for egen sikkerhed skyld. Brugeren er ansvarlig for desinfektion af produktet i forbundet med den første cyklus og hver efterfølgende anvendelse samtidig med en desinfektion af handske og urene instrumenter, hvor det er relevant efter desinfektion.

Begrænsninger og restriktioner for genbenyttelse

Matricespændere kan anvendes, så længe den funktionel (uden tegn på nedbrydning). Defekter såsom retnede deformationer (bøning, smøring, korsporosion og manglende markering) indikerer, at instrumentet ikke opfylder den tilstede anwendung for holdt til det påkrevde sikkerhedsniveau. Vandkvaliteten skal opfylde de lokale krav, især for det sidste skyldning eller med en vaskesidesinfektion. Anvend ikke sure (pH<6) eller basiske (pH>8) oplosninger.

Genbehandlingsprotokol

Opsave	Fremgangsmåde	Første anvendelse	Following anvendelse
Demontering	<ul style="list-style-type: none"> • Skil instrumentet ad. Årskil de to knapper fra hovedet på instrumentet. Den diagonale åbning skal have frie beggevej. 	X	X
Indledende behandling på anvendelsesstedet	<ul style="list-style-type: none"> • Læg alle instrumenter i et aldehydfrit rengøringsmidlertidigt og renteholdende produkt (f.eks. Vaskemidlet, der ikke indeholder korrosionshæmmende middel) • Vaskemidlet bør ikke indeholde di- eller triethanolaminer som korrosionshæmmende middel (se Generelle anbefalinger). • Anvend et renteholdende produkt (f.eks. et andet produkt, der ikke indeholder korrosionshæmmende middel) • Hvis der observeres synlige urenheder på instrumentene, børstes instrumenterne med en blad børste i mindst 20 sekunder. 		X
Skyning	<ul style="list-style-type: none"> • Skil instrumentet med grundigt behandlet vand. • Hvis en fordesinfektionsoplösning indeholder et korrosionshæmmende middel, anbefales det at skyle instrumentet for at undgå urenheder. 	X	X
Manuel rengøring ved hjælp af en ultralydsapparat	<ul style="list-style-type: none"> • Anbring delene i et setet eller en beholder for at undgå enhver kontakt mellem instrumenterne. • Fjern urenheder ved hjælp af en rengøringsmidlertidigt i henhold til producentens anvisninger, og anbring settet eller beholderen i ultralydsapparaten. Vaskemidlet bør ikke indeholde di- eller triethanolaminer som korrosionshæmmende middel (se Generelle anbefalinger). • Læg instrumentet i blad rengøringsoplösningen, og behandl det med ultralyd i mindst fem minutter. • Lav en sump i et setet med vand, og børst instrumentet med grundigt behandlet vand i mindst fem minutter. 	X	X
Tørring	<ul style="list-style-type: none"> • Lad instrumentet lufttørre på en mikrofiber servet eller tør ved hjælp af filteret i mykuff. 	X	X
Kontrol og vedligeholdelse	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller visuelt instrumentet for renthed. Gentag kontrollen alle dage, og fassoner dem med defekter. Korsporosion, retnede deformationer (bøning, smøring), skader (brud, korsporosion) eller defekter (manglende markering), der påvirker instruments bestandighed, sikrerheden eller ydeevnen. 	X	X
Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"> • Samt instrumentet igen. • Opbevar instrumentet i et rent num. 	X	X

Forholdsregler

Anvend ikke unødigt kraft på instrumentet. Blokering af instrumentet kan skydes ophobede fremmedlegemer, så fald skal disse fjernes før forstået anvendelse.

Vær opmærksom på, at instrumenterne produkter kan anvendes til smøring af skruedelerne bevægelser.

Maticebandet er ikke engangsbrug. Må ikke genbruges.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Holdbarhed

Maticespændere kan anvendes, så længe den er funktionel (uden tegn på nedbrydning).

Bortsættelse

Bortsætt produktet efter brug i henhold til lokale regler.

Emballagebeskrivelse

Maticespændere, Junior

Maticespændere, Junior + 12 maticeband, ass.

Maticespændere, Senior

Maticespændere, Senior + 12 maticeband, ass.

Maticespændere, Universal

Maticespændere, Universal + 12 maticeband, ass.

Til professionel tandlægebrug. Fremstillet i Schweiz.

NÁVOD K POUŽITÍ

Náplňovací matrix Tofflemire

Zamýšlené použití
Náplňovací matrix Tofflemire zajišťuje přídůjnicové pásky Tofflemire na svém místě. Cely matricový systém umožňuje provádět obnovu/opravu s anatomickými proximálními obrysami a kontaktními oblastmi, a to vytvořením dočasného mezibubnového povrchu.

Vlastnosti

Náplňovací matrix Tofflemire lze používat lingválně i bukálně. Má protiskluzovou rukojet a leštěný povrch. Náplňovací matrix Tofflemire existuje ve 3 variantách: junior, senior a universál.

Používá se k výrobě i sestavování s matricovými pásky Tofflemire.

Návody pro použití

0. Před prvním použitím náplňovací matrix vytvoříte si výčistku (viz postup níže).

1. Před umísťením matricového pásku vložte klinek do dásnového žlásku, abyste kontrolovali vazbu mezi okluzní plachou kliniku a dásnovým pleschodem mezi sténou dutiny a povrchem zuba (cavosurface). Klinky pomáhají udržet matricový pásek proti struktuře zuba a vytvořit lehký útěsnění, které zabraňuje dásnovému pleschodu. Zde je také možné použít malý odstranění výplňky v zuba, aby se mohly vložit vložky do matricového pásku a tím pomáhat vytvořit těsný kontakt mezi hotovým, opraveným zubem a lze matricový pásek vložit nebo vytvořit.

2. Zvolte vhodný matricový pásek. V případě potřeby lze matricový pásek vložit nebo vytvořit.

3. Matricový pásek vložte do náplňovacího systému.

B) Otačejte dlouhym knoflíkem, aby se posunují zařízení sroub s hravou.

C) Otevřete krátkým knoflíkem uvozitele upínovacího skruhu (přepínacího skruhu).

D) Přeložte pásek a vytvořte smyčku. Všimněte si, že když je pásek složen, jeden okraj má menší obvod než druhý – díky tomu provedení se přizpůsobuje rozdílu v obvodech zubů až na úrovni kontaktu a dásni.

E) Menší obvod obou pásku musí být vždy umístěn směrem k dásni.

F) Umožte oba konce pásku do drážky diagonální řučky v souladu s výše uvedenými pravidly.

G) Otočte krátkým knoflíkem v směru hodinových ručiček, spusťte sroub do svéraku a zajistěte tak matricový pásek v náplňovaci.

H) Provedete obnovovací zákrut.

I) Jakmile je zákrut dokončen, vyměňte náplňovací posunutím malého knoflíku proti směru hodinových ručiček, až do konce.

J) Vložte náplňovacího systému do zuba.

K) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

L) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

M) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

N) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

O) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

P) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Q) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

R) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

S) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

T) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

U) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

V) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

W) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

X) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Y) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Z) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

A) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

B) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

C) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

D) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

E) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

F) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

G) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

H) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

I) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

J) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

K) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

L) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

M) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

N) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

O) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

P) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Q) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

R) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

S) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

T) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

U) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

V) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

W) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

X) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Y) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

Z) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

A) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

B) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

C) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

D) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

E) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

F) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

G) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

H) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontaktního bodu.

I) Matricový pásek vložte do zuba až na úrovni kontak